

Tecan ディスポーザブルチップ

自動化用・装置用のディスポーザブルチップも OEM 供給しています。


Tecan のディスポーザブルチップは、信頼性の高い分注性能を保つために、入念なデザイン、製造およびバリデーションが行われています。アプリケーションニーズに対応した各種タイプをご提供します。

	Tecan Standard	Tecan Pure	Tecan Sterile
アプリケーション / 研究分野	ELISA サンプル処理 生化学スクリーニング	ゲノミクス研究 法医学検査 分子診断学	細胞生物学 微生物学 細胞ベーススクリーニング
Tecan Standard Purity	●	●	●
ヒト DNA フリー	-	●	●
PCR 阻害因子フリー	-	●	-
RNase/Dnase フリー	-	●	●
Pyrogen/Endotoxin フリー	-	-	●
滅菌	-	-	●

	Tecan Pure		Tecan Sterile	
サイズ	フィルター無し	フィルター付	フィルター無し	フィルター付
10 μ L	30104973	30104974	30104975	30104976
50 μ L	30057811	30057813	30057818	30057819
200 μ L	30057814	30057815	30057820	30057821
1000 μ L	30057816	30057817	30057822	30057823
1000 μ L ワイドボア	-	30115239	-	-
5000 μ L	30059897	30065423	-	30059898
ディスポーザブルチップボックス Small 50 μ L、200 μ L 用	30058506			
ディスポーザブルチップボックス Large 1000 μ L 用	30058507			



ネスティド ディスポーザブルチップ



	Tecan Pure		Tecan Sterile	
サイズ	フィルター無し	フィルター付	フィルター無し	フィルター付
10 μ L	30104977	30104978	-	30104979
350 μ L	30083400	-	30083401	-

Tecan Group Ltd. では本文書において正確かつ最新の情報をご提供するよう最善の努力を尽くしておりますが、誤謬や脱漏が生じる可能性があります。したがって、Tecan Group Ltd. では明示的または暗示的にかかわらず、本文書における情報の正確性または完全性につき、何らの表明または保証を行うものではありません。

すべて記載された商標は法律で保護されています。ここに参照された商標とデザインは Tecan Group Ltd. (スイス Männedorf) の商標または登録商標です。全てのリストは www.tecan.com/trademark でご確認ください。ただし、リストに含まれていない場合でも、本文書中に記載されている製品名および会社名はそれぞれ所有された商標である場合があります。

Tecan は主要諸国における Tecan Group Ltd. (スイス、Männedorf) の登録商標です。

©2023 Tecan Trading スイス 著作権所有

テカンジャパン株式会社

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16
川崎テックセンター

TEL: 044-556-7311 / FAX: 044-556-7312

大阪営業所 TEL: 06-6305-8511 / FAX: 06-6305-3167

infojapan@tecan.com, <https://www.tecan.co.jp>

2309-01 September 2023

